

KIPP MEDI grip



Antybakteryjne produkty KIPP MEDI grip charakteryzuje skuteczne działanie przeciwko wielu szkodliwym mikroorganizmom, takim jak grzyby i bakterie, w tym również bakterie wielooporne (np. MRSA).

W użytym tworzywie sztucznym znajdują się trwale związane mikrocząstki srebra, które posiadają działanie antybakteryjne. Dzięki temu produkt zachowuje skuteczność przez cały okres eksploatacji.

Sposób działania:

Jony srebra skutecznie hamują rozwój szkodliwych mikroorganizmów na powierzchni produktu. Przez to liczba zarazków na powierzchni produktów MEDI jest stale redukowana (zbadane i potwierdzone przez akredytowane laboratorium).

Ryzyko infekcji przy kontakcie z tymi produktami pomiędzy cyklami czyszczenia jest znacząco niższe.

Zastosowanie:


Montaż na maszynach, urządzeniach i instalacjach znajdujących się na obszarach o podwyższonych wymaganiach dotyczących higieny (np. w szpitalach, przychodniach lekarskich, centrach rehabilitacji, zakładach produkujących żywność), zastosowanie przy instalacjach publicznych lub użytkowanych przez wiele osób (np. placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne, przedszkola).

Zalety:

Odporność na działanie wilgoci i środków czyszczących (podczas dezynfekcji), brak toksycznych działań ubocznych.

Standardowe tworzywo sztuczne:

namnożenie mikroorganizmów w ciągu 12 h



Tworzywo sztuczne antybakteryjne:

redukcja liczby mikroorganizmów w ciągu 12 h

